



**Germodis**®  
S.P.A.

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21  
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939  
E-mail: info@germodis.com www.germo.it

## GERMO ACTIVE - SCHEDA TECNICA

# DISINFETTANTE SUPERFICI SALVIETTE

GERMO ACTIVE Salvietta Disinfettante Superfici è un fazzolettino pronto all'uso contenente una soluzione a base alcolica con Benzalcolonio cloruro e O-fenilfenolo per un'efficace disinfezione di superfici e oggetti. GERMO ACTIVE Salvietta Disinfettante Superfici è caratterizzata da un'elevata compatibilità con i materiali e diverse possibilità d'impiego. GERMO ACTIVE Salvietta Disinfettante Superfici è pratica e facile da usare e svolge un'efficace e rapida azione disinfettante contro batteri, lieviti, virus incapsulati.

GERMO ACTIVE Salvietta Disinfettante Superfici ha un elevato potere detergente ed una rapida evaporazione.



## ISTRUZIONI PER L'USO

Disinfezione e detersione rapida di superfici e oggetti, adatta per pulire e disinfettare dispositivi medici non invasivi come ad esempio: saturimetri, termometri, misuratori di pressione, carrozzine, piani di appoggio, maniglie, manipoli ecc. di studi medici, cliniche, centri estetici e ovunque siano utilizzati.

Lasciare agire per 5 minuti per un'azione battericida, lieviticida, virucida (virus incapsulati). Non necessita di risciacquo.

PER USO PROFESSIONALE

## CONFEZIONI

| Codice interno: | Imballo primario:                          | Imballo secondario:    |
|-----------------|--|------------------------|
| A301            | Barattolo contenente rotolo da 100 strappi | Scatola da 6 barattoli |

Tutti gli imballi primari sono conformi alle specifiche tecniche previste dalla Farmacopea. Tali materiali non contengono allergizzanti e sono perfettamente compatibili con tutti i componenti del formulato.



**Germo**<sup>®</sup>  
S.P.A.

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21  
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939  
E-mail: info@germodis.com [www.germo.it](http://www.germo.it)

## GERMO ACTIVE - SCHEDA TECNICA

# DISINFETTANTE SUPERFICI SALVIETTE

### COMPOSIZIONE

100,00 g di soluzione imbibente contiene:

Benzalconio Cloruro 0,50 g; O-fenilfenolo 0,02 g; Alcool isopropilico; Alcol etilico; coformulanti; acqua depurata q.b. a 100,00 g.

### CARATTERISTICHE

Fazzolettini imbevuti.

### ATTIVITÀ

La salvietta svolge una rapida ed efficace azione detergente e disinfettante. E' attiva contro i batteri Gram-positivi e Gram-negativi, lieviti e virus (Adenovirus, HIV-HBV-HCV).

| Norma              | Attività  | Tempi di contatto |
|--------------------|---|-------------------|
| EN13727 - EN 13697 | Battericida   | 5 minuti          |
| EN13624 - EN 13697 | Lieviticida   | 5 minuti          |
| EN14476            | Virucida (Adenovirus, HIV-HCV-HBV, virus incapsulati) | 5 minuti          |

### AVVERTENZE

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non utilizzare su superfici sensibili all'alcol.

### VALIDITA'

3 anni. Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto conservato nel suo contenitore e correttamente utilizzato e conservato.

### MODALITA' DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo da fonti di calore.

### CONTROLLI QUALITA'

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono puntualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485.

### AUTORIZZAZIONI

Dispositivo Medico CE 0546 di classe IIa conforme alla Direttiva 93/42/CEE come emendata dalla Direttiva 2007/47/CEE.